

天平定期校驗採購規範

1.申請人:綠能所陳珠修

2.校正地點:工研院沙崙院區與成大歸仁校區

3.規格說明

(1)依 OIML 國際標準砝碼校正方法含重複性測試、角重偏差和線性校正。

(2)每案件需附檢驗報告

(3)數量:10 台(內容如第 5 項)。包含 5 位數 3 台、4 位數 1 台、3 位數 2 台和 2 位數 4 台。

4.注意事項

(1)人員需受過專業訓練，領有國家或國際認可證件

(2)校正法碼需可追溯國家實驗室認證標準

(3)校正人員需赴校正地點(如第 2 項)進行校正

5.校正儀器

	儀器名稱	廠牌	型號	序號	位置	操作範圍	小數位數	包含量測單點
1	電子天平		JA510	1306011	沙崙 B 館	0-500g	3	500g
2	五位數天秤	Mettler	XS205	B043080689	沙崙 B 館	0-200g	5	200g
3	電子秤	漢威	SKW— II	20131216069	成大歸仁低 碳園區	0-140kg	2	140kg

	儀器名稱	廠牌	型號	序號	位置	操作範圍	小數位數	包含量測單點
4	電子天平	華誌	HZY B2000	1306016	沙崙 B 館	0-2000g	2	2000g
5	電子秤	廣瀚	CAP	8016080123	沙崙 B 館	0-55kg	3	55kg
6	電子天平	USA HZ	HZY—B3000	2016011	沙崙 B 館	0-4200g	2	3000g
7	電子天秤	HONDER	HZK—FA210	A105003	沙崙 B 館	0-200g	4	200g
8	電子秤	OHAUS	OHAUS E0D120	1121432625	沙崙 B 館	0-4000g	2	4000g
9	電子天秤	METTLER	XPR225DUE	C445034224	沙崙 B 館	0-200g	5	200g
10	電子微量精密天平	shimadzu	AP225WD	D316302471	沙崙 B 館	0-200g	5	200g